



Единици за горчивина (МЕВАК) кюветен тест ≥ 2 ВЕ, 25 теста

Продукт №:

LCK241

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Спецификации

Standard method:	МЕВАК
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	≥ 2 Bitter units
Инструмент:	DR6000
Метод, име:	Аналогичен на метода на МЕВАК (Средноевропейска комисия за анализи в пивоварството)
Параметър:	Единици за горчивина
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C