



Кюветен тест за амоний 47-130 mg/L NH₄-N, 25 теста

Продукт №:

LCK302

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Официално одобрени за разрешените граници. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометър и Truesal калибриране

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

Truesal:	Да
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	47 - 130 mg/L NH ₄ -N
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017, ISO 23695
Параметър:	Амоний
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	2 - 8 °C (да се съхранява в хладилник)