



Кюветен тест за определяне на амоний 0,015-2,0 mg/L NH₄-N, 25 теста

Продукт №:

LCK304

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Опасен



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Официално одобрени за разрешените граници. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометър и Truecal калибриране

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

Truecal:	Да
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	0,02 - 2,5 mg/L NH ₄
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017, ISO 23695
Параметър:	Амоний
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	2 - 8 °C (да се съхранява в хладилник)