



Кюветен тест за определяне на олово 0,1-2,0 mg/L Pb, 25 теста

Продукт №:

LCK306

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Готов за употреба, осигурява максимална безопасност, лесен за работа, фотометрична система за оценка и щадящ околната среда

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	0,1 - 2,0 mg/L Pb
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	PAR
Параметър:	Олово
Платформа:	LCK
Специални бележки:	За разграждане на съединения с цел определяне на общо олово използвайте CRACK SET LCW902
Условия на съхранение:	15 - 25 °C