



Кюветен тест за определяне на хлор/озон/хлорен диоксид, 24 теста

Продукт №:

LCK310

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Standard method:	ISO 7393-2
Бр. тестове:	24
Измерване, диапазон:	0,05 - 2,0 mg/L Cl ₂
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	DPD
Описание:	Свободен/общ хлор, хлорен диоксид и озон
Параметър:	Хлор/озон/хлорен диоксид
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	2 - 8 °C (да се съхранява в хладилник)