



Кюветен тест за хром (III и VI) 0,03-1,0 mg/L Cr, 25 теста

Продукт №:

LCK313

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	0,03 - 1,0 mg/L Cr общ
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	EN ISO 11083, DIN 38405-D24
Описание:	Хром VI и общ
Параметър:	Хром
Платформа:	LCK
Специални бележки:	Тестът за определяне на общото количество хром включва разграждане
Условия на съхранение:	2 - 8 °C (да се съхранява в хладилник)
Хидролиза, изисквана:	Да, за общ хром