



Be Right™



Кюветен тест за определяне на COD 15-150 mg/L O₂

Продукт №:
BGN Цена:
Налично

LCK314
Свържете се с нас

Опасен



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Официално одобрени за разрешените граници. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометър и Truecal калибриране

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Shelf life:	23 Месеци от датата на производство
Truecal:	Да
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	15 - 150 mg/L O ₂
Метод, име:	Дихромат
Описание:	Химична потребност от кислород
Параметър:	COD
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C (да се пази от светлина)
Хидролиза, изисквана:	Да