



Кюветен тест за определяне на желязо 0,2-6,0 mg/L Fe, 25 теста

Продукт №:

LCK321

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	0,2 - 6,0 mg/L Fe
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	1,10-фенантролин
Параметър:	Желязо
Платформа:	LCK
Специални бележки:	За разграждане на съединения с цел определяне на общо желязо използвайте CRACK SET LCW902
Условия на съхранение:	2 - 8 °C (да се съхранява в хладилник)
Хидролиза, изисквана:	Да, за общо желязо