



Кюветен тест за твърдост на водата 1-20 °dH, 25 теста

Продукт №: LCK327
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	3 - 50 mg/L Mg
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	Металфалеин
Описание:	Твърдост на водата, калций/магнезий
Параметър:	Твърдост на водата
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C