



Кюветен тест за калий 8-50 mg/L K, 24 теста

Продукт №:
BGN Цена:
Налично

LCK328
Свържете се с нас

Опасен



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Готов за употреба, осигурява максимална безопасност, лесен за работа, фотометрична система за оценка и щадящ околната среда

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Бр. тестове:	24 (тестът включва нулев разтвор)
Измерване, диапазон:	8 - 50 mg/L K
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	Kalignost
Параметър:	Калий
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C