



## Кюветен тест за определяне на мед 0,1-8,0 mg/L Cu, 25 теста

Продукт №:

LCK329

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

### Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

### Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

---

## Спецификации

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPA compliant:         | не е приложимо                                                                                       |
| Бр. тестове:           | 25                                                                                                   |
| Измерване, диапазон:   | 0,1 - 8,0 mg/L Cu                                                                                    |
| Инструмент:            | DR3900, DR6000, DR1900                                                                               |
| Метод, име:            | Батокупроин дисулфонова киселина                                                                     |
| Параметър:             | Мед                                                                                                  |
| Платформа:             | LCK                                                                                                  |
| Специални бележки:     | За разграждане на съединения с цел определяне на общото количество мед използвайте CRACK SET LCW902. |
| Условия на съхранение: | 15 - 25 °C                                                                                           |
| Хидролиза, изисквана:  | Да, за обща мед                                                                                      |