



Кюветен тест за определяне на нейонни повърхностноактивни вещества 0,2-6,0 mg/L, 25 теста

Продукт №:

LCK333

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

ЕРА compliant:	не е приложимо
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	0.2 - 6.0 mg/L as Triton x 100
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	ТВРЕ
Параметър:	Повърхностно активни вещества, нейонни
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C