



Laton Кюветен тест за общ азот 20-100 mg/L TNb, 25 теста

Продукт №:

LCK338

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Официално одобрени за разрешените граници. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометър и Truesal калибриране

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Standard method:	EN ISO 11905-1 разграждане с пероксидисулфат
Truesal:	Да
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	20 - 100 mg/L TN _b
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	EN ISO 11905-1, ISO23697-1
Описание:	Общ азот, свързан
Параметър:	Азот общ (Laton)
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C
Хидролиза, изисквана:	Да