



Кюветен тест за определяне на нитрати 0,23-13,5 mg/L NO₃ -N, 25 теста

Продукт №:

LCK339

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Официално одобрени за разрешените граници. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометър и Truescal калибриране

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Truescal:	Да
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	1,0 - 60,0 mg/L NO ₃
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	DIN 38405 D9-2, ISO 23696-1
Параметър:	Нитрат
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C