



Кюветен тест за определяне на нитрит 0,6-6,0 mg/L NO₂-N, 25 теста

Продукт №:

LCK342

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Официално одобрени за разрешените граници. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометър и Truecal калибриране

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Standard method:	EN ISO 26777
Truecal:	Да
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	0,6 - 6,0 mg/L NO ₂ -N
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	Диазотизация
Параметър:	Нитрит
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C