



Кюветен тест за определяне на феноли 0,05-5,0 mg/L, 24 теста

Продукт №:
BGN Цена:
Налично

LCK345

Свържете се с нас

Опасен



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Готов за употреба, осигурява максимална безопасност, лесен за работа, фотометрична система за оценка и щадящ околната среда

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Бр. тестове:	24 (тестът включва нулев разтвор)
Измерване, диапазон:	0.05 - 5 mg/L Phenols
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	4-нитроанилин
Параметър:	Феноли
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C