



Кюветен тест за определяне на орто/общ фосфат 0,05-1,5 mg/L PO₄-P, 25 теста

Продукт №:
BGN Цена:
Налично

LCK349
Свържете се с нас

Опасен



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Официално одобрени за разрешените граници. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометър и Truescal калибриране

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Standard method:	EN ISO 6878
Truescal:	Да
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	0,15 - 4,5 mg/L PO ₄
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	ISO 6878_2004, DIN EN 6878 / D11
Описание:	Орто/общ фосфат
Параметър:	Фосфат, орто + общ
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C
Хидролиза, изисквана:	за общ P