



Кюветен тест за нишесте 2 - 150 mg/L, 25 теста

Продукт №:

LCK357

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	2 – 150 mg/L нишесте
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Описание:	кюветен тест за разтворимо нишесте
Параметър:	Нишесте
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 – 25°C