



Кюветен тест за калай 0,1 - 2 mg/L Sn, 24 теста

Продукт №:
BGN Цена:
Налично

LCK359

Свържете се с нас

Опасен



Кюветни тестове LCK: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

ЕРА compliant:	не е приложимо
Бр. тестове:	24 (тестът включва нулев разтвор)
Измерване, диапазон:	0,1 – 2,0 mg/L Sn
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	Пиридинфлуорон (PYF)
Описание:	разтворим калай
Параметър:	Калай
Платформа:	LCK
Специални бележки:	Терминът „разтворим калай“ се отнася до сложни или неразтворими калаени съединения (напр. сложен калаен NTA), които могат да се преобразуват в разтворена форма в среда на солна киселина при наличието на оксидиращ агент. Разтворени калаени (II) и (IV) йони също се определят.
Условия на съхранение:	2 – 8°C (да се съхранява в охладено състояние)
Хидролиза, изисквана:	да