



Киселинност - KS_{4,3}, кюветен тест, 0,5 - 8,0 mmol/L, 25 теста

Продукт №:

LCK362

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Кюветни тестове LCK: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Готов за употреба, осигурява максимална безопасност, лесен за работа, фотометрична система за оценка и щадящ околната среда

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	0,5 – 8,0 mmol/L
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Описание:	KS _{4,3} /калциев карбонат CaCO ₃
Параметър:	Киселинност
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 – 25°C