



Кюветен тест за цирконий, 6-60 mg/L Zr, 25 теста

Продукт №:

LCK364

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Първият специфичен, лесен за използване бърз тест, който спомага за оценяване на концентрацията на цирконий по време на процеса на пасивация.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Спомага за регулиране на точното количество цирконий в рамките на процеса

Спомага за минимизиране на химичната консумация и разходи при процеси на покриване, базирани на цирконий

Спомага за осигуряване на последователно високо качество на продукта

Спецификации

ЕРА compliant:	не е приложимо
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	6 - 60 mg/L
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	Метод SurTec/Hach
Параметър:	Цирконий
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	2 - 8 °C (да се съхранява в хладилник)