



Кюветен тест за ТОС (метод по разликата) 60-735 mg/L C, 25 теста

Продукт №:

LCK381

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	TIC 15 - 150 mg/L C
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	Метод на разликата (ТОС се определя като разликата между стойностите на ТС и TIC), разграждане с персулфат
Описание:	Общ органичен въглерод
Параметър:	ТОС
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 - 25 °C
Хидролиза, изисквана:	Yes