



Кюветен тест за карбонат/въглероден диоксид 55 - 550 mg/L CO₂, 25 теста

Продукт №:

LCK388

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Кюветни тестове LCK: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Готов за употреба, за максимална безопасност, лесен за работа и лесна фотометрична оценка и щадящ околната среда

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	55 – 550 mg/L CO ₂
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	Индикатор за pH
Параметър:	Карбонат/въглероден диоксид
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 – 25°C
Хидролиза, изисквана:	да