



Кюветен тест за свободен хлор, 0,05 - 2,0 mg/L Cl₂, 24 теста

Продукт №:
BGN Цена:
Налично

LCK410
Свържете се с нас

Опасен



Кюветни тестове LCK: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Кюветен тест за определяне или свободен хлор, 0,05 – 2,0 mg/L Cl₂ и хлорен диоксид, 0,09 – 3,8 mg/L ClO₂.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

Бр. тестове:	24 (тестът включва нулев разтвор)
Измерване, диапазон:	0,05 – 2,0 mg/L свободен хлор/ClO ₂
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Метод, име:	DPD
Параметър:	Хлор (свободен)