



Кюветен тест за определяне на следи от желязо 0,01-1,0 mg/L Fe, 20 теста

Продукт №:

LCK521

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Удобна работа с правоъгълните кювети с размер 50 mm + Dosicaps

Най-високата точност за анализ на концентрации в ултраниския обхват

Спецификации

Бр. тестове:	20
Измерване, диапазон:	0,01 - 1,0 mg/L Fe
Инструмент:	DR3900, DR6000
Метод, име:	1,10-фенантролин
Описание:	Кюветен тест за определяне на следи от желязо (50 mm кювети)
Параметър:	Желязо, следи
Платформа:	LCK
Специални бележки:	За разграждане на съединения с цел определяне на общо желязо използвайте Crack Set LCW902
Условия на съхранение:	15 - 25 °C
Хидролиза, изисквана:	Да, за общо желязо