



Кюветен тест за определяне на следи от мед 0,01-1,0 mg/L Cu, 20 теста

Продукт №:

LCK529

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Кюветни тестове LCK: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Готов за употреба, осигурява максимална безопасност, лесен за работа, фотометрична система за оценка и щадящ околната среда

Удобна работа с правоъгълните кювети с размер 50 mm + Dosicaps

Най-високата точност за анализ на концентрации в ултраниския обхват

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Бр. тестове:	20
Измерване, диапазон:	0,01 - 1,0 mg/L Cu
Инструмент:	DR3900, DR6000
Метод, име:	Батокупроин дисулфонова киселина
Описание:	Кюветен тест (50 mm) за определяне на следи от желязо
Параметър:	Мед, следи
Платформа:	LCK
Специални бележки:	За разграждане на съединения с цел определяне на общото количество мед използвайте Crack Set LCW902
Условия на съхранение:	15 - 25 °C
Хидролиза, изисквана:	Да, за обща мед