



Кюветен тест за определяне на следи от никел 0,05-1,0 mg/L Ni, 20 теста

Продукт №:

LCK537

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Официално одобрени за разрешените граници. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Удобна работа с правоъгълните кювети с размер 50 mm

Най-високата точност за анализ на концентрации в ултраниския обхват

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Бр. тестове:	20
Измерване, диапазон:	0,05 - 1,0 mg/L Ni
Инструмент:	DR3900, DR6000
Метод, име:	Диметилглиоксим
Описание:	Кюветен тест за определяне на никел (50 mm правоъгълни кювети)
Параметър:	Никел, следи
Платформа:	LCK
Специални бележки:	За разграждане на съединения с цел определяне на общия никел използвайте Crack Set LCW902
Условия на съхранение:	2 - 8 °C (да се съхранява в хладилник)
Хидролиза, изисквана:	Да, за общ никел