



Кюветен тест за определяне на следи от нитрит 0,0015-0,03 mg/L NO₂-N, 50 теста

Продукт №:

LCK541

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Спецификации

Бр. тестове:	50
Измерване, диапазон:	0,005 - 0,1 mg/L NO ₂
Инструмент:	DR3900, DR6000
Метод, име:	Диазотизация
Описание:	Кюветен тест за следи от нитрит
Параметър:	Нитрит, следи
Платформа:	LCK
Специални бележки:	LCK 541 включва набор реактиви и LZP341 (50 mm пластмасови полумикрокювети, 10 броя)
Условия на съхранение:	2 - 8 °C