



Кюветен тест за определяне на BOD₅ 0,5-12,0 mg/L O₂, 20 теста

Продукт №:

LCK554

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Предварително дозирани реактиви за максимална безопасност. Лесни за употреба и фотометрична оценка, опаковани в напълно окомплектована кутия. Щадящи околната среда благодарение на по-малкото количество химикали.

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометъра

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

EPA compliant:	не е приложимо
Бр. тестове:	20
Измерване, диапазон:	0,5 - 12 mg/L O ₂
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	Метод на разреждането
Описание:	Биологична потребност от кислород, 5 дни
Параметър:	BOD ₅
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	2 - 8 °C (да се съхранява в хладилник)