



Кюветен тест за определяне на COD 100-600 mg/L O₂, 25 теста

Продукт №:
BGN Цена:
Налично

LCK714
Свържете се с нас

Опасен



Кюветни тестове LCK: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Готов за употреба, за максимална безопасност, лесен за работа и лесна фотометрична оценка и щадящ околната среда, одобрен за разрешените граници

Прецизно и надеждно измерени стойности

Максимална безопасност за потребителите благодарение на затворената система и малките количества реактиви

Удобно и безгрешно дозиране на реактивите.

Етикет с баркод за автоматично разпознаване във фотометър и Truesal калибриране

Разграничаване между тестове и обхвати на измерване с помощта на цветно кодиране

Спецификации

Truesal:	Да
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	100 – 600 mg/L O ₂
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR1900
Метод, име:	Дихромат
Описание:	Химична потребност от кислород
Параметър:	ХПК
Платформа:	LCK
Условия на съхранение:	15 – 25°C (защита от светлина)
Хидролиза, изисквана:	да