



Набор реактиви за силициева киселина (висок обхват) 0,8 – 100 mg/L SiO₂

Продукт №:

LCS028

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



или 0,4 – 50 mg/L Si

Спецификации

Бр. тестове:	50
Измерване, диапазон:	0,8 – 100 mg/L SiO ₂
Метод, име:	Молибденово синьо
Описание:	Набор реактиви за силициева киселина, висок обхват
Параметър:	Силициева киселина
Специална функция:	HR, 50 tests
Специални бележки:	необходима е кръгла кювета LCW906
Условия на съхранение:	15 – 25°C

Задължителни аксесоари

- Кръгли кювети, стъкло, 13 mm, 25 броя (Item LCW906)