



Кюветен тест за определяне на следа от хром (III и VI) 0,005 – 0,25 mg/L Cr

Продукт №:

LCS313

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Готов за употреба, осигурява максимална безопасност, лесен за работа, фотометрична система за оценка и щадящ околната среда

Спецификации

Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	0,005 – 0,25 mg/L Cr (VI)
Метод, име:	EN ISO 11083, DIN 38405-D24
Описание:	Хром VI и общ
Параметър:	Хром (следа)
Платформа:	LCK
Специални бележки:	За оценката са необходими 50 mm полумикрокювети
Условия на съхранение:	2 – 8°C (да се съхранява в охладено състояние)
Хидролиза, изисквана:	да, за общ хром