



Кюветен тест за следа от формалдехид 0,01 – 1,0 mg/L H_2CO

Продукт №:

LCS325

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Спецификации

Бр. тестове:	24 (тестът включва нулев разтвор)
Измерване, диапазон:	0,01 – 1,0 mg/L H_2CO
Инструмент:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Метод, име:	Ацетил ацетон
Параметър:	Формалдехид (следа)
Платформа:	LCK
Специални бележки:	За оценката са необходими 50 mm правоъгълни полумикрокювети.
Условия на съхранение:	От 15 до 25°C
Хидролиза, изисквана:	да