



Кюветен тест за следа на (орто/общ) фосфат 0,01 - 0,5 mg/L PO₄-P

Продукт №:

LCS349

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Спецификации

Standard method:	EN ISO 6878
Бр. тестове:	25
Измерване, диапазон:	0,01 – 0,5 mg/L PO ₄ -P
Метод, име:	Фосформолибденово синьо
Описание:	Орто/общ фосфат
Параметър:	Фосфат, орто + общ (следи)
Платформа:	LCK
Специални бележки:	За оценката са необходими 50 mm полу-микрокувети (LZP341)
Условия на съхранение:	От 15 до 25°C
Хидролиза, изисквана:	за общ P

Задължителни аксесоари

- Клетка за проби, 50 mm правоъгълна, PMMA, 10 броя. (Item LZP341)