



Следи от желязо, набор реактиви, 0,005-2,0 mg/L Fe

Продукт №:

LCW021

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Кюветни тестове на Hach: минимални количества реактиви, максимална безопасност.

Спецификации

Бр. тестове:	50
Измерване, диапазон:	0,05 - 2,0 mg/L Fe
Метод, име:	Йоните на желязо(II) взаимодействат с FerroZine и образуват комплексно съединение с виолетов цвят
Описание:	Набор реактиви за желязо, 2 обхвата на измерване
Параметър:	Желязо
Специални бележки:	Пластмасови полумикрокювети, 50 mm, с капак (LZP 341) за ниски концентрации, кювети с кръгло сечение с гумени запушалки, 11 mm (LCW 906) за високи концентрации
Условия на съхранение:	15 °C - 25 °C