



Набор реактиви за хидразин 0,01 – 2,0 mg/L N₂H₄

Продукт №:

LCW025

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



За определяне на хидразин по метода с 4-диметиламинобензалдехид.

Спецификации

Бр. тестове:	60
Измерване, диапазон:	0,01 – 2,0 mg/L N ₂ H ₄
Метод, име:	4-диметиламинобензалдехид
Описание:	набор реактиви за хидразин
Параметър:	Хидразин
Условия на съхранение:	15 – 25°C