



Набор реактиви за силициев диоксид, 0,01 – 0,8 mg/L SiO₂

Продукт №:

LCW028

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



или 0,005 – 0,4 mg/L Si.

За определяне на силиция чрез метода на молибденово синьо.

Спецификации

Бр. тестове:	50
Измерване, диапазон:	0,01 – 0,8 mg/L SiO ₂
Метод, име:	Молибденово синьо
Описание:	набор реактиви за силициева киселина/силиций
Параметър:	Силициева киселина
Специална функция:	50 tests
Условия на съхранение:	От 15°C до + 25°C