



Набор реактиви за манган 0,2 – 5 mg/L/0,02 – 1,0 mg/L Mn

Продукт №:

LCW032

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



Набор реактиви за манган 0,2 – 5 mg/L Mn (кръгла кювета или 10 mm правоъгълна кювета)/0,02 – 1,0 mg/L Mn (50 mm правоъгълна кювета)

За определяне на манган чрез метода на формалдоксим.

Спецификации

Бр. тестове:	50
Измерване, диапазон:	0,2 – 5 mg/L Mn (кръгла кювета или 10 mm правоъгълна кювета)
Метод, име:	Формалдоксим
Параметър:	Манган
Условия на съхранение:	От 2°C до 8°C (да се съхранява в охладено състояние)