



Набор реактиви за сулфид 0,1 – 2,0 mg/L S²⁻

Продукт №:

LCW053

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



За определяне на сулфида чрез метода с диметил-р-фениленедиамин.

Спецификации

Бр. тестове:	35
Измерване, диапазон:	0,1 – 2,0 mg/L S ²⁻
Метод, име:	Диметил-р-фениленедиамин
Параметър:	Сулфид
Условия на съхранение:	15 – 25°C