



## Набор реактиви за манган 0,005 – 0,5 mg/L Mn

Продукт №:

LCW532

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично



За определяне на манган по метода PAN.

---

### Спецификации

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Бр. тестове:           | 50                                           |
| Измерване, диапазон:   | 0,005 – 0,5 mg/L Mn                          |
| Метод, име:            | 1-(2-пиридилазо)-2-нафтол (PAN)              |
| Параметър:             | Манган                                       |
| Специални бележки:     | Необходима е 50 mm правоъгълна кювета LZP341 |
| Условия на съхранение: | 15 – 25°C                                    |

---

### Задължителни аксесоари

- Клетка за проби, 50 mm правоъгълна, PMMA, 10 броя. (Item LZP341)