



Реагентен комплект Набор реактиви за разграждане за определяне на метали

Продукт №:

LCW902

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

Опасен



За комплексни и колоидни системи или неразтворени метали във вода и отпадни води

Спецификации

Бр. тестове:

50

Метод, име:

Разграждане с киселина с оксидиращ агент

Описание:

Подготовка на пробата за определяне на общото количество тежки метали с

LCK306 олово, LCK308 кадмий, LCK321 желязо, LCK329 мед, LCK337 никел, LCK360 цинк, LCK521 следи от желязо, LCK529 следи от мед, LCK537 следи от никел

Параметър:

За олово, кадмий, желязо, мед, никел, цинк

Условия на съхранение:

15 - 25 °C