



ТОС-Х5 Шейкър за ТОС за метод на прочистване

Продукт №:	LQV148.99.00001
EUR Цена:	Свържете се с нас
Налично	

За прочистване на неорганичния въглерод (TIC), вложка 8 кювети, автоматично изключване

Спецификации

Compatible Tests:	LCK385, LCK386, LCK387
Гаранция:	24 месеца
Какво има в кутията:	TOC-X5 Shaker, plug-in power supply unit, non-slip mat
Параметър:	ТОС (общ органичен въглерод)
Размери (В x Ш x Д):	135 mm x 190 mm x 240 mm
Ръчно, езици:	Английски, френски, немски, италиански, испански, холандски, шведски, датски, полски
Свързване към захранващата мрежа:	30 VA
Тегло:	2,9 kg

Какво има в кутията

TOC-X5 Shaker, plug-in power supply unit, non-slip mat