



Накрайници за пипети 1,0-5,0 mL

Продукт №:

LYW787

BGN Цена:

Свържете се с нас

Налично

накрайници за пипети 1,0-5,0 mL за пипета с различен обем 1,0-5,0 mL, пипета с фиксиран обем 0,2 mL и електронна пипета 0,2-5,0 mL

Спецификации

Обем / опаковка, размер:

1000 бр.

Описание:

Накрайници за пипети (1,0-5,0 ml) за BBR065, BBR164 и BBR087