



pH electrode for general use, 10 m fixed cable

Продукт №: LZX472
BGN Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

Suitable for pH measurements in waste water treatment plants. Without in-built temperature element.

Спецификации

Reference system:	Ag/AgCl
Гаранция:	6 месеца
Диапазон на налягането:	3,5 bar
Диафрагма:	Double ring diaphragm, porous PTFE
Дълбочина на потапяне:	105 mm
Дължина:	140 mm
Дължина на кабела:	10 m fixed cable
Електролит:	KCl/AgCl + KNO ₃ Gel
Измерване, диапазон:	0 - 14 pH
Приложение:	Wastewater
Работен температурен диапазон:	0 - 80 °C
Референтен електрод:	Ag/AgCl
Свързка:	Fixed cable
Температурен датчик:	None