



pHpulp PT100 pH Glass Electrode with 5 m Fixed Cable

Продукт №: LZX475
EUR Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

With integrated temperature sensor (PT100).

Спецификации

Reference system:	Ag/AgCl
Гаранция:	6 месеца
Диапазон на налягането:	7 бар при 100 °C
Диафрагма:	Ring diaphragm, porous PTFE, double
Дължина:	300 mm
Дължина на кабела:	5 m fixed cable
Електролит:	Exterior EPH gel, interior standard gel KCl/AgCl
Измерване, диапазон:	0 - 14 pH
Материал:	Stainless steel
Работен температурен диапазон:	-5 - 40 °C
Специални бележки:	Suitable for use with the 22 mm inline armature (LZX467)
Температурен датчик:	PT100