



pH electrode, diameter 12 mm, 10 m fixed moulded cable, pHRET

Продукт №:

LZX476

EUR Цена:

Свържете се с нас

Не е показана дата на доставка

Electrode for the determination of the pH value in waste water and pressurised pipes. Optionally with integrated temperature sensor. Suitable for use with the 12 mm inline armature.

Спецификации

Reference system:	Ag/AgCl
Гаранция:	6 месеца
Диапазон на налягането:	15 bar
Диафрагма:	Porous PTFE, double ring diaphragm
Дълбочина на потапяне:	205 mm
Дължина:	225 mm
Дължина на кабела:	10 m fixed cable
Електролит:	KCl/AgCl + KNO ₃ gel, suitable for high temperatures
Измерване, диапазон:	0 - 14 pH
Материал:	Stainless steel
Работен температурен диапазон:	-5 - 135 °C
Температурен датчик:	None