



pHRETPT100 pH sensor, 12 mm, retractable

Продукт №: LZX477
EUR Цена: Свържете се с нас
Не е показана дата на доставка

With integrated temperature sensor PT100 and 10 m cable. Suitable for pressure lines.

Спецификации

Reference system:	Ag/AgCl
Гаранция:	6 месеца
Диапазон на налягането:	15 bar
Диафрагма:	Porous PTFE, double ring diaphragm
Дълбочина на потапяне:	205 mm
Дължина:	225 mm
Дължина на кабела:	10 m fixed cable
Електролит:	KCl/AgCl + KNO ₃ gel, suitable for high temperatures
Измерване, диапазон:	0 - 14 pH
Материал:	Stainless steel
Работен температурен диапазон:	-5 - 135 °C
Температурен датчик:	PT100