



## SOTA PT100T pH electrode, 12 mm, TOP68 connector

Продукт №: LZX583  
BGN Цена: Свържете се с нас  
Не е показана дата на доставка

Standard glass and reference system with head connector TOP68

---

### Спецификации

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Гаранция:               | 6 месеца                                                        |
| Диапазон на налягането: | 0 - 3,5 bar                                                     |
| Диафрагма:              | Ring diaphragm, porous PTFE, double                             |
| Дълбочина на потапяне:  | 105 mm                                                          |
| Дължина:                | 140 mm                                                          |
| Електролит:             | KCl/AgCl + KNO <sub>3</sub> gel, suitable for high temperatures |
| Измерване, диапазон:    | 0 - 80 °C                                                       |
| Кабелна връзка:         | TOP68 connector                                                 |
| Материал:               | Sensor: Glass                                                   |
| Приложение:             | General use                                                     |
| Резба на датчика:       | Pg 13,5                                                         |
| Референтен електрод:    | None                                                            |
| Свързка:                | TOP68                                                           |
| Температурен датчик:    | PT100                                                           |