



## SOTA10 pH electrode, 10 m fixed cable, without T-sensor

Продукт №: LZX587  
BGN Цена: Свържете се с нас  
Не е показана дата на доставка

Standard glass and reference system

---

### Спецификации

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Гаранция:                      | 6 месеца                                                        |
| Диапазон на налягането:        | 3,5 bar                                                         |
| Диафрагма:                     | Ring diaphragm, porous PTFE, double                             |
| Дълбочина на потапяне:         | 105 mm                                                          |
| Дължина:                       | 140 mm                                                          |
| Дължина на кабела:             | 10 m fixed cable                                                |
| Електролит:                    | KCl/AgCl + KNO <sub>3</sub> gel, suitable for high temperatures |
| Измерване, диапазон:           | 0 - 14 pH                                                       |
| Работен температурен диапазон: | 0 - 80 °C                                                       |