



Флакон Stablcal за калибриране, 20 NTU, с RFID за лазерни турбидиметри TU5200, TU5300sc и TU5400sc

Продукт №:

LZY837

Опасен

BGN Цена:

Свържете се с нас

Доставка до 2 седмици



Нов и подобрен 400 дневен срок на годност!

Прецизно изготвени, предварително смесени разтвори на формазин

Hach приготвя стандартите Stablcal по собствена технология за производство в точни концентрации при широка гама от концентрации - осигурява точно калибриране на турбидиметрите.

На базата на първични формазинови стандарти

Стабилизирани формузинови стандарти Stablcal съдържат същия полимер за разсейване на светлината, както стандартните първични формузинови стандарти за мътност, и функционират по същия начин.

Повишената стабилност пести време и труд

Докато първичните формузинови стандарти могат да се приготвят директно в лабораторията, процесът е трудоемък и времеемък. Освен това разредените стандарти не са стабилни. Stablcal е стабилизирана версия на формазин, осигуряваща стабилни резултати без необходимите време и усилия за приготвяне на стандарти в лабораторията.

Доверие в резултатите

Hach са първите, които прилагат формазин като стандарт за мътност при питейна вода, преди повече от 40 години. Стандартите Stablcal се основават на десетилетия опит в измерването на мътността.